

テーピング理論から生まれた母趾サポーター

Carelance®

# 極薄

S U P E R  
S L I M  
H A L L U X  
S U P P O R T E R

パンプスでも  
気にならない  
極薄タイプの  
母趾サポーター。

## 母趾サポーター

杉山ちなみ式

ぼし

パンプスでも  
気にならない極薄  
&  
ニューディカラー

内側  
滑り止めつきで  
ズレにくい

超薄手  
なのにしっかり  
サポート

薄さ  
0.55  
mm

足裏の横アーチ作りを  
サポートする着圧設計

親指本来の動きを促す  
クロス設計

着用することで、よじれて人差し指の下に曲がっている親指をニュートラルな状態へ戻し、上に引き上げるよう導きます

杉山ちなみ式極薄母趾サポーターは、テーピング理論に基づき、着用することで、小指側に向かって人差し指の下によじれ曲がっている親指のねじれをニュートラルな状態へと戻すとともに、上へと引き上げるよう導きます。また親指本来の動きを促すよう生地を交差させたクロス設計で、歩行時に親指の腹でしっかりと地面を蹴りあげることができるようになっています。ほどよいサポート力でやさしい装着感。無理なく1日中着けられます。超薄型設計なので、靴を選ばず、どんなシーンでもご着用いただけます。

アスレティックトレーナー

杉山ちなみ

Profile

NATA公認アスレティックトレーナー  
(A.T.C.)、NSCA公認ストレングス&  
コンディショニング・スペシャリスト  
(C.S.C.S.)、日本体育協会公認アス  
レティックトレーナー



パッケージイメージ



品名: 杉山ちなみ式  
極薄母趾サポーター 左用  
品番: 8149CA-02  
JAN: 4549503002396  
上代: ¥1200(税抜)  
品質: 本体 / ナイロン75%、ポリウレタン25%  
すべり止め / シリコン  
サイズ: 足甲まわり(装着部) 19~24cm対応  
原産国: 日本



品名: 杉山ちなみ式  
極薄母趾サポーター 右用  
品番: 8149CA-01  
JAN: 4549503002389  
上代: ¥1200(税抜)  
品質: 本体 / ナイロン75%、ポリウレタン25%  
すべり止め / シリコン  
サイズ: 足甲まわり(装着部) 19~24cm対応  
原産国: 日本